

# Bedco Sängryggstöd



Enkel lösning - stor nytta



Det elektriska sängryggstödet från Invacare är avsett för brukarens egen säng i hemmet. Sängryggstödet är enkelt att montera och använda och därför även användbart på t ex resan.



## Komfort och funktion

Invacare **Sängryggstöd** gör det möjligt för brukaren att enklare ta sig i och ur sängen och ger en behaglig sittställning vid sittande i sängen samtidigt som liggkomforten inte försämras då det är helt plant i nedfällt läge. **Sängryggstödet** är tillgängligt i tre storlekar för att uppfylla individuella behov. Rätt monterat med spännbanden sitter sängryggstödet stabilt på sängen och tyget gör att madrassen stannar på plats.

## Lämpligt för transport

**Sängryggstödet** är enkelt att transportera genom sin låga vikt och monteras utan verktyg i sängen. **Sängryggstödet** kan beställas med motor på höger eller vänster sida, förutom det 120 cm breda sängryggstödet som har två motorer, en på varje sida. **Sängryggstödet** levereras alltid med 24 volts motor och separat transformator som passar direkt i nätuttaget.

## Egenskaper och tillbehör



### Sängryggstödet delar

Inga lösa delar. Motorn, manöverdosan och transformatorn sitter ihop.



### Transportväska

Sängryggstödet manöverdosan och transformatorn kan förvaras i en väska som hängs på sängryggstödet under transport (tillbehör).



### Sittlås

Sittlåset bidrar till att sängryggstödet hålls på plats i sängen i samband med att det belastas.

## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

	Bredd utvändigt/ invändigt	Ryggstödsinkel	Vikt	Max brukarvikt	Volt	Tvättas
900 mm	950 / 850 mm	70°	10 kg	135 kg	24V	60°
1050 mm	1100 / 1000 mm	70°	10,5 kg	135 kg	24V	60°
1200 mm	1450 / 1200 mm	70°	13 kg	150 kg	24V	60°

### Ramfärg

Aluminiumgrå



Kundservice: 08-761 70 90  
 Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga  
 Sweden

