


en Addendum **da** Tilføjeelse **de** Addendum **es** Apéndice **fi** Lisäys
fr Addendum **it** Addendum **nl** Aanvulling **no** Tillegg **pt** Adenda
sv Tillägg

1 Figures



3.2 Options / Ekstraudstyr / Optionen / Opciones / Lisävarusteet / Options / Opzioni / Opties / Ekstrautstyr / Opções / Tillval

- Extension loops / Forlængerløkker / Verlängerungsschlaufen / Anillas de extensión / Jatkesilmukat / Boucles d'extension / Occhielli di estensione / Verlenglussen / Forlængelsesløkker / Presilhas de extensão / Förlängningsöglor
- Head support/ Hovedstøtte / Kopfstütze / Reposacabezas / Päätuki / Appuie-tête / Poggiatesta / Hoofdsteun / Hodestøtte / Apoio de cabeça / Huvudstöd
- Loop marker/ Loop-markør / Schlaufenmarkierung / Marcador de anillas / Silmukkamerkki / Marqueur de boucle / Indicatore di occhielli / Lusmarkering / Løkkemarkør / Marcador de presilha / Ögelmarkör

7 Technical Data / Tekniske Data / Technische Daten / Datos Técnicos / Tekniset Tiedot / Caractéristiques Techniques / Dati Tecnici / Technische Specificaties / Tekniske Data / Características Técnicas / Teknisk Data

Dimensions / Mål / Abmessung / Dimensiones / Mitat / Dimenszioni / Afmetingen / Dimensjoner / Dimensões / Mått

Variant / Ausführung / Variante / Versio	[mm]	XS	S	M	L	XL	XXL	
Comfort Standard / Comfort in Situ	A	870	960	1020	1160	1170	1200	
	B	970	1050	1170	1290	1330	1395	
	C	505	550	610	675	745	820	
	D	940	1000	1050	1110	1275	1340	
Comfort High	A	1040	1150	1395	1445	1460	N/A	
	B	970	1050	1170	1290	1330	N/A	
	C	510	550	610	675	745	N/A	
	D	960	1020	1160	1280	1470	N/A	

