

# Arbete runt sängen

Sängen är ett fantastiskt hjälpmedel  
...om än lite bortglömt.



Att rullstolen och rollatorn måste ställas in har väl inte undgått någon. Mer sällan tänker man på att vårdsängen är ett ovärderligt hjälpmedel i det dagliga arbetet – något som Invacademy vill råda bot på.

Vi som jobbar runt vårdsängar tänker ofta på att använda en sänglyft för bra arbetshöjd och på att höja huvudändan för lättare i- och urstigning. Men vi tenderar att glömma, eller känner helt enkelt inte till, alla de andra funktionerna som finns idag.

Vårdsängar är idag många gånger fyrdelade, där den enda fasta delen är sätesdelen och de övriga delarna kan röras oberoende av varandra. Det gör till exempel att man enkelt kan skapa ett motlut i knäleden och motverka att användaren glider ner. Andra användbara funktioner kan understödja behandlingen av den sängliggande. Genom att till exempel höja både lår- och fotdel så att underbenen hamnar ovanför hjärtats nivå får du ett så kallat chock- eller dränageläge.

*Läs hela kursinnehållet på vår hemsida.*

## **Detaljer om utbildningen:**

Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag

Datum: [invacare.se/nyheter & aktiviteter](https://invacare.se/nyheter-och-aktiviteter)

Plats: se specifikt kursdatum

Avgifter: Avgiftsfri

Minantal deltagare: 12 st

Målgrupp: Förskrivare samt alla som arbetar med vårdsängar i sitt dagliga arbete

**Anmälan** [utbildning@invacare.com](mailto:utbildning@invacare.com)